



Ваша идеальная пара!

НАШ ПУТЬ 04

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ 05

АССОРТИМЕНТ 06

СИСТЕМЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ 07

Система Ergo
Система Galilean
Система Prismatic

ОСВЕТИТЕЛИ 20

Беспроводной
Проводной
Ergo

ОПРАВЫ 31




НАШ ПУТЬ

Всего за 8 лет компания SWAN превратилась из надёжного дистрибьютора в ведущего разработчика стоматологических бинокляров, которые на сегодняшний день используют в работе более 10 000 стоматологов.

Благодаря особому вниманию к техническому обслуживанию, SWAN завоевала репутацию компании, отличающейся качеством и исключительным обслуживанием клиентов.

Бинокляры отличаются высоким качеством, немецкой оптикой и инновационным дизайном. Помимо этого, компания обеспечивает пост продажную поддержку своим клиентам, гарантируя, что бинокляры прослужат долго. SWAN Loupes – больше, чем просто бренд, это ваша пара на всю жизнь.





ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Стремление SWAN к совершенству проявляется в каждой детали. Бинокуляры и осветители изготавливаются из высококачественных материалов и по последнему слову техники, обеспечивая долговременное использование.

Линзы немецкой разработки гарантируют превосходную чёткость изображения, предоставляя стоматологам инструменты, необходимые для достижения непревзойдённых результатов.

АССОРТИМЕНТ



СИСТЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ



ОСВЕТИТЕЛИ




ОПРАВЫ

СИСТЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ



Бинокуляры



СИСТЕМА ERGO

Бинокляры серии ERGO разработаны для обеспечения правильной осанки и снижения риска перенапряжения шеи, спины и плеч. Благодаря более естественному положению головы и тела, бинокляры значительно уменьшают дискомфорт во время длительных процедур и помогают предотвратить проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Несмотря на то, что устойчивая оправа Swan изготовлена из чистого титана, она значительно легче чем Flip-up лупы и TTL-лупы других производителей. Кроме того, она покрыта специальным гипоаллергенным покрытием, а минеральные линзы увеличивают поле обзора и глубину резкости.

СИСТЕМА ERGO



ЛЁГКИЕ



РЕФРАКЦИОННЫЕ



3 ГОДА ГАРАНТИИ



3,5x



4,0x



5,0x



6,0x



8,0x

Бинокляры SWAN ERGO обеспечивают увеличение от 3,5x до 8,0x для удовлетворения различных потребностей врачей-стоматологов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИНОКУЛЯРОВ СЕРИИ ERGO



УВЕЛИЧЕНИЕ

РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ

ГЛУБИНА ФОКУСА

ПОЛЕ ОБЗОРА

ВЕС

ПОЛЕ ОБЗОРА / АКТУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

3,5x



450 мм
500 мм
550 мм

100 мм
130 мм
140 мм

90 мм
100 мм
110 мм

54,5 г

4,0x



450 мм
500 мм
550 мм

90 мм
105 мм
120 мм

85 мм
95 мм
110 мм

54,5 г

5,0x



450 мм
500 мм
550 мм

75 мм
90 мм
120 мм

75 мм
80 мм
90 мм

55,5 г

6,0x



450 мм
500 мм
550 мм

60 мм
70 мм
80 мм

55 мм
65 мм
75 мм

59,6 г

8,0x





450 мм
500 мм
550 мм

75 мм
90 мм
120 мм

75 мм
80 мм
90 мм


55,5 г





Ergo Loupe

ДЕТАЛИ



СЕРИЯ GALILEAN

Бинокляры GALILEAN обладают оптической системой высокой чёткости, которая обеспечивает широкое поле зрения, исключительную глубину фокусировки и непревзойдённую чёткость изображения.

Благодаря минимальному расстоянию TTL, бинокляры отличаются лёгкостью и гарантируют комфорт и точность.

СЕРИЯ GALILEAN



ЛЁГКИЕ



РАСШИРЕННЫЙ ОБЗОР



3 ГОДА ГАРАНТИИ



2,5x



3,0x



3,5x
(Расширенный обзор)



Бинокляры SWAN GALILEAN обеспечивают увеличение 2,5x и 3,0x, а также увеличение 3,5x с расширенным обзором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИНОКУЛЯРОВ СЕРИИ GALILEAN



УВЕЛИЧЕНИЕ

РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ

ГЛУБИНА ФОКУСА

ПОЛЕ ОБЗОРА

ВЕС

ПОЛЕ ОБЗОРА / АКТУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

2,5x



Персонализированные

130 мм
200 мм

90 мм
120 мм

40 г

3,0x



Персонализированные

110 мм
150 мм

80 мм
110 мм

42 г

3,5x




Персонализированные

65 мм
175 мм

70 мм
120 мм


42 г





Galilean Loupe

ДЕТАЛИ



СЕРИЯ PRISMATIC

Бинокляры PRISMATIC сочетают в себе современную оптику и эргономичный дизайн. Обладая диапазоном увеличения от 4,0х до 5,0х, они обеспечивают исключительную чёткость изображения и широкое поле зрения.

Благодаря алюминиевому корпусу, бинокляры PRISMATIC очень лёгкие и компактные, что обеспечивает максимальный комфорт даже во время самых длительных процедур.

СЕРИЯ PRISMATIC



ЛЁГКИЕ



АЛЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



3 ГОДА ГАРАНТИИ



4,0x



5,0x

Бинокляры серии SWAN PRISMATIC обеспечивают увеличение 4,0x и 5,0x, гарантируя качество в каждой детали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИНОКУЛЯРОВ СЕРИИ PRISMATIC



УВЕЛИЧЕНИЕ



РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ



ГЛУБИНА ФОКУСА



ПОЛЕ ОБЗОРА



ВЕС



ПОЛЕ ОБЗОРА / АКТУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

4,0x



Персонализированные

100 мм
150 мм

65 мм
85 мм

51 г

5,0x




Персонализированные

80 мм
120 мм

60 мм
75 мм

52 г






Prismatic Loupe

ДЕТАЛИ

SWAN

ОСВЕТИТЕЛИ





БЕСПРОВОДНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬ SWAN FEATHER LIGHT

Осветитель SWAN Feather обеспечивает мощный белый свет с округлой фокусировкой. Сенсорный выключатель питания и регулировка яркости позволяют легко управлять им одной рукой.

Вес всего 29,8 г. (свет и батарея), что обеспечивает максимальный комфорт и лёгкость. Три батареи позволяют использовать осветитель целый рабочий день и сконцентрироваться на процессе, не отвлекаясь на перезарядку устройства.



Feather Light

ДЕТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ FEATHER LIGHT



Яркость
≥45,000 Люкс



Время работы
4 часа




Время зарядки
1.5 часа

ДРУГИЕ



SWAN





SWAN WIRELESS LIGHT

Попробуйте новый уровень эргономики с помощью лёгкого беспроводного осветителя.

SWAN Wireless Light разработан для прямой интеграции с вашими биноклями и обеспечивает исключительное удобство и производительность.

Вы можете выбрать то, что удобно именно вам: с одной или двумя батареями, а также установить дополнительные батареи в соответствии с вашими потребностями.



Wireless Light

ДЕТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ WIRELESS LIGHT



Яркость
≥40,000 Люкс



Время работы
3-4 часа



Время зарядки
45 мин.

SWAN Wireless 1



(1 батарея)

SWAN Wireless 2



(2 батареи)

(Можно добавить дополнительные батареи)

ДРУГИЕ



SWAN




SWAN

ОСВЕТИТЕЛЬ



Wired Lights



SWAN WIRED LIGHT

Благодаря надёжному аккумулятору и высокой интенсивности света, наш сверхпрочный проводной осветитель подходит для использования в течение всего дня. Легко интегрируется с вашими биноклями.

Проводной осветитель SWAN Wired Light обеспечивает стабильную работу, оптимальную видимость и эффективность во время работы.



Wired Light

ДЕТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ WIRED LIGHT



Яркость

≥40,000 Люкс



Время работы

9-12 часов

ДРУГИЕ




SWAN



SWAN

ОСВЕТИТЕЛЬ





SWAN ERGO LIGHT

Осветитель SWAN Ergo Light кардинально меняет рабочий процесс, заботясь о пользователе. Конструкция осветителя очень лёгкая и позволяет обеспечить удобство в течение всего рабочего дня без ущерба для производительности.

С осветителем SWAN Ergo Light ваш комфорт в ваших руках. Убедитесь в этом уже сегодня!



Ergo Light

ДЕТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ WIRED LIGHT



Яркость

≥40,000 Люкс



Время работы

8-11 часов

ДРУГИЕ



SWAN



SWAN

ОПРАВЫ



*Персонализированный
дизайн*



WEDGE 280

Доступные цвета



WEDGE 260

Доступные цвета



WEDGE 100


Доступные цвета





SPORTS

Доступные цвета



SPORTS RX

Доступные цвета



GREEN DENT — эксклюзивный дистрибьютор SWAN в России



www.swanloupes.com
info@swanloupes.com
(+971) 52 853 8713



г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69
sales@greendent.ru
www.greendent.ru